

Dispositivo de Compresión Neumática Secuencial Devon 5200

Trastornos venosos y linfáticos

Descripción del equipo:

- Ofrecen una alternativa eficaz al tratamiento del Linfedema ya que facilita al líquido estancado el regreso por el sistema linfático.
- Este equipo apoya el tratamiento para Trastornos Venosos
- Ayuda a prevenir la Trombosis Venosa Profunda, por medio del uso de cámaras de compresión neumáticas secuenciales de gradiente intermitente aplicadas a través de prendas de tela con 4 cámaras. De esta manera, se simula el funcionamiento del sistema linfático al promover el flujo del líquido linfático por la correcta vía fisiológica.
- 5 parámetros de ajuste: presión, presión gradiente, tiempo de tratamiento, tiempo de ciclo y salto de cámaras.
- Los pacientes usan las botas de 4 cámaras que cubren desde el pie hasta la ingle.
- Se ha demostrado que el uso diario del DCNS ayuda al tratamiento del Linfedema, así como de la insuficiencia venosa al simular el flujo correcto de la sangre, como de fluidos extracelulares.
- El DCNS guarda la configuración establecida para que no sea necesario calibrarlo cada vez que se utiliza.
- Se pueden usar 2 botas de manera simultánea o una sola.
- El tiempo del ciclo es el tiempo que dura el proceso de inflado en recorrer las 4 cámaras, comenzando por la cámara 1 disminuyendo la presión a la cámara 2, posteriormente menor presión a la cámara 3, terminando con la menor presión en la cámara 4.
- El DCNS infla y desinfla las cámaras para así simular el proceso correcto de la circulación y evitar con esto la acumulación del fluido.
- Cuenta con 3 formas de uso:
 - De fábrica: contiene los valores por omisión de fábrica, 45 mmHg de presión, 30 min. de tratamiento, presión gradiente del 7%, tiempo de ciclo de 30 seg. y salto de cámara.
 - Gradiente: permite modificar la presión gradiente de un 5% a un 15% y otros 4 parámetros.
 - Presión: en este protocolo se puede establecer la presión de cada una de las 4 cámaras y otros 3 parámetros.

Renta mínima 30 días + un par de botas de compresión

- Solicita una cotización
- Capacitación en sitio y asesoría telefónica
- Requisitos: pago de renta, firma de contrato, copia de identificación oficial (INE o pasaporte) y de comprobante de domicilio (teléfono, luz o predial).
- Contamos con servicio los 7 días de la semana (24/7)
- Entrega inmediata y a domicilio
- Equipos portátiles

Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. (55) 3548 3970 / 5639 2044 / 5639 1746

www.medicalpremium.com.mx

Dispositivo de Compresión Neumática Secuencial Devon 5200

Trastornos venosos y linfáticos

Servicio 7 días
de la semana



55 1952 0465
56 2407 2300

Bienestar e Innovación a tu alcance

Av. Obrero Mundial 277B - Int 3

Col. Narvarte, 03020 CDMX

Of. (55) 3548 3970 / 5639 2044 / 5639 1746

www.medicalpremium.com.mx